



## 安全管理委員会からの耳より情報 VOL. 37



### 【離床センサー、適切に使用できていますか？】

離床センサーの電源の入れ忘れ事例が発生していませんか？

看護師のアクシデントで多く報告されているのが、転倒・転落事例です。

転倒転落による外傷防止対策のひとつとして離床センサーを設置していても、適切に使用しなければ、期待する機能が発揮できず転倒転落に繋がる危険性があります。

検査やリハビリ、部屋移動後など



食事介助後



できていますか？  
センサーの  
使用確認！

家族面会后



排泄介助後



離床センサーを設置していることで安心せず、正しく作動することまでの確認が重要です。

退室前に、離床センサーの電源確認と作動確認を徹底すること、患者の状態に応じたモードに切り替えるなどの適正な設定、使用手順の間違いにも注意し、重傷事故防止に努めましょう。

[出典・参考資料]

・医療事故情報収集等事業 第 71 回報告書