

「人工呼吸器の取り扱い時の注意について」

人工呼吸器を安全に使用するための注意ポイントについて、医薬品医療機器総合機構より医療安全情報NO20が出されました。

【事例】人工呼吸器を使用中、気づかぬうちにバッテリー駆動になっており、バッテリー切れのアラームがなり換気が停止した。確認するとコンセントから電源プラグが抜けていた。

AC 駆動なのかバッテリー駆動なのかきちんと確認しておく必要があります。

電源表示は製品によって様々ですが、使用中の製品の「どこに、どのように」表示されているのかあらかじめ確認しておきましょう。

★電源表示箇所にシールなどを貼るなどの工夫で気づきやすくなります。

詳しい内容は以下のホームページへアクセスして下さい。

<http://www.info.pmda.go.jp>

