




誤接続防止コネクタの導入について (経腸栄養分野)

1 経腸栄養分野における新規格製品に関する注意点(その1) 旧規格製品の出荷停止


- 相互接続を防止するコネクタに係る国際規格の制定が進められており、新規格製品の準備が整い次第、販売が開始され、旧規格製品の出荷は **2021年11月末** に終了となります。

新旧規格製品の接続について



2 経腸栄養分野における新規格製品に関する注意点(その2) 変換コネクタの準備

- 原則として一斉に切替えることが重要ですが、適切な医療等が行える体制を整える必要があるため、新規格製品と旧規格製品を接続するための変換コネクタの準備が必要になります。変換コネクタの取り扱いについては、製造販売業者等にご確認ください。



〔出典〕

・医薬品医療機器総合機構 PMDA 医療安全情報